

### A. Beskrivning och specifikationer

TauroLock™-HEP100 innehåller antikoagulantia och antimikrobiella substanser. Lösningen används i kärlaccesssystem (katetrar och portsystem). Den instilleras efter behandlingen i produktens lumen för att göra flödeslumen resistent mot trombbildning samt bakterie- och svampavvisande. Lösningen avlägsnas innan start av nästa behandling. Aktiva ingredienser i TauroLock™-HEP100 är (cyclo)-taurolidin, citrat (4%) och Heparin (pocine mucosa, 100 IU/mL). Övriga komponenter inkluderar vatten för injektion. pH justeras med citrat och/eller natriumhydroxid. Produkten är sterilfiltrerad och levereras som en klar, steril, pyrogenfri lösning.

#### Notera:

För detaljer om kateterbaserade accesssystem, se respektive tillverkarens instruktioner eller läkarhandbok.

### B. Indikationer

TauroLock™-HEP100 används i portsystem och katetrar av silikon eller polyuretan. TauroLock™-HEP100 skall brukas som en kateterlösning. Det installeras i accesssystemet vid avslutningen av behandlingen och avlägsnas innan efterföljande behandling (se F4).

### C. Kontraindikationer

TauroLock™-HEP100 är kontraindicerat för patienter med en känd allergi mot (cyclo)-taurolidin, citrat eller heparin (pocine mucosa) eller om patienten under behandlingsperioden intar läkemedel som kan interagera med citrat eller (cyclo)-taurolidin. TauroLock™-HEP100 är också kontraindicerat för patienter med heparininducerad trombocytopeni eller ökad blödningsrisk.

### D. Försiktighetsåtgärder

1. TauroLock™-HEP100 är som förbrukningsmaterial endast avsett för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för kontaminering hos patienten.
2. TauroLock™-HEP100 är inte avsett för systemiska injektioner. TauroLock™-HEP100 skall användas som en kateterlösning enligt beskrivningen i accesssystemets bruksanvisning. Försummelse att följa dessa anvisningar kan leda till en oavsiktlig systemisk injektion. Lösningar som har instillerats i katetern får efter aspiration inte användas ytterligare en gång.
3. Ampullen är en engångsbehållare för engångsbruk. På grund av kontamineringsrisken är det inte tillåtet att aspirera lösning ur ampullen mer än en gång.
4. Vid användning av TauroLock™-HEP100 som antimikrobiell kateterlösning kan en ökad trombbildning i katetern/porten uppkomma hos vissa patienter. Om accesssystemet trombotiserar, skall sjukhusets protokoll för återupprättande av flödet iakttagas.
5. Accesssystemets totala fyllnadsvolym måste beaktas vid användning på nyfödda och barn under 2 år då citrat är en aktiv ingrediens.
6. I accesssystem där antimikrobiella kateterlösningar inte regelbundet använts (till exempel Heparin, Lågkoncentrerad citrat eller koksalt) före användandet av TauroLock™-HEP100 kan mikroorganismer och endotoxiner lossna från biofilmen. Kateterlöset måste då aspireras före nästa användande för att undvika väldigt sällsynta anafylaktiska reaktioner vilka inte kan hänföras de aktiva substanserna.
7. Koncentrationen av den antimikrobiella föreningen är nästan helt mättad. Om den inte är lagrad eller transporterad i överensstämmelse med instruktionerna i sektion H kan utfällningar uppkomma hos produkten. Använd inte en produkt med sådana utfällningar.

### E. Biverkningar

De aktiva substanserna i de koncentrationer som finns i TauroLock™-HEP100 har inga kända biverkningar hos människa om det användes enligt föreskrifterna. Det finns ingen känd risk förbundet med samtidig systemisk antibiotisk terapi eller om patienten utsätts för magnetfält. TauroLock™-HEP100 kan förorsaka milda hypokalcaemisyntom om intilleringen inte görs långsamt enligt föreskrifterna.

### F. Instillering av TauroLock™-HEP100

Följ tillverkarens instruktioner som medföljer accesssystemet. Kateterlösningens volym är specifik för varje accesssystem.

1. Spola accesssystemet med 10 mL NaCl.
2. Dra upp TauroLock™-HEP100 med lämplig spruta.
3. Instillera TauroLock™-HEP100 långsamt i accessen (inte mer än 1 mL på 1 sekund, på spädbarn och barn under två år inte mer än 1 mL på 5 sekunder) i den tillräckliga mängd som fyller lumen helt. **Konsultera tillverkarens instruktioner om den specifika fyllnadsvolymen eller den specificera fyllnadsvolymen vid implantation. Volymen måste respekteras strikt.** TauroLock™-HEP100 skall vara kvar i accesssystemet tills nästa behandling (upp till maximalt 30 dagar).
4. Innan start av nästa behandling, måste TauroLock™-HEP100 avlägsnas från katetrarna och kasseras och kasseras enligt institutionens gällande föreskrifter för avfall.
5. Spola accesssystemet med 10 mL NaCl.

### G. Graviditet och amning

Det finns inga uppgifter angående användning på gravida eller ammande kvinnor. Av säkerhetsskäl bör TauroLock™-HEP100 inte användas under graviditet och amning.

### H. Lagring och transport

TauroLock™-HEP100 måste lagras i temperatur om 15 - 30 °C och får inte transporteras vid frystemperatur. Får ej frysas.

### I. Förpackningsstorlekar

TauroLock™-HEP100 finns i förpackningar om: 10 x 3 mL TauroLock™HEP100-ampuller (behållare för engångsdosering).

Aktuell per: 07 december 2015



TauroPharm GmbH · August-Bebel-Straße 51 · D-97297 Waldbüttelbrunn · Germany

Tel: +49 931 304 299 0 · Fax: +49 931 304 299 29

 Sterile, aseptisk fill.



Använd inte om förpackningen är skadad.



Läs användaranvisningen.



CE acc. MDD 93/42/EEC, notified body:  
TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH.



Engångsprodukt. Ampullen är endast avsedd för engångsdosering.